



Межзубные промежутки, питание от аккумулятора

AirFloss

1 насадка



HX8261/01



AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

Чистка в течение 30 секунд

- Чистота всей полости рта всего за 30 секунд
- Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

Развитие здоровых привычек

• Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

Улучшает состояние полости рта

- Лучше удаляет налет между зубами
- Помогает улучшить состояние десен всего за две недели
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Легко использовать

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Удобная эргономичная ручка
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

Особенности

Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков Airfloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования Airfloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать Airfloss четыре раза в неделю или чаще.

Лучше удаляет налет между зубами



Лучше удаляет налет между зубами

Чистка в течение 30 секунд



С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая

направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

Удобное наполнение резервуара



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Эргономичная ручка

AirFloss оснащен удобной эргономичной ручкой и нескользящим покрытием специально для чистки труднодоступных мест.

Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

Качество чистки

всего за две недели

каждые 6 мес.

Характеристики

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Мигающий индикатор указывает

на низкий уровень заряда

Время работы батареи: До 2 недель

Насадки: Легко фиксируются и снимаются

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы: Заменяйте насадки каждые 6 месяцев

Тип элемента питания: Литий-ионный

Продолжительность зарядки: 24 часа для полной

зарядки

напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

В комплекте Ручка AirFloss: 1

Насадка AirFloss: 1 зарядное устройство: 1

Характеристики дизайна

всей полости рта за 30 сек.

Цвет: Белый с зелеными вставками

Высокое качество: Удаляет в 5 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Функция автоматического распыления: Очищение

Насадки: Для наилучших результатов меняйте

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

марки являются собственностью

Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

EAN: 08 71010 39285 39

Версия: 4.0.1

Дата выпуска 2020-03-18

www.philips.com



